

Conveen® Optima Messschablone

Conveen® Optima

21 mm






25 mm

28 mm

30 mm

35 mm

40 mm





Finden Sie die richtige Größe:

Legen Sie die Schablone in der Mitte des Penisschaftes an, und bestimmen Sie den Penisdurchmesser. Bitte messen Sie den Penis im nicht erigierten Zustand. Wählen Sie im Zweifelsfall die kleinere Größe.

Sie möchten mehr über die Anwendung von Kondom-Urinalen wissen? Rufen Sie unseren kostenfreien Beratungsservice an unter +43 1 707 57 51 54 wir helfen Ihnen gern. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.coloplast.at.

Conveen® Optima, Silikon, selbsthaftend (Latexfrei)



Artikel-Nr.	Umfang	Ø Größe	Schaftlänge	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
221210	66mm	● 21mm	5 cm	30	50750	023
221250	79mm	● 25mm	5 cm	30	50750	023
221300	94mm	● 30mm	5 cm	30	50750	023
221350	110mm	● 35mm	5 cm	30	50750	023
220250	79mm	● 25mm	8cm	30	50750	023
220280	88mm	● 28mm	8cm	30	50750	023
220300	94mm	● 30mm	8cm	30	50750	023
220350	110mm	● 35mm	8cm	30	50750	023
220400	126mm	● 40mm	8cm	30	50750	023