

Ganz sicher. Mit Brava®

Die hochwertige Pflegeschutzserie von Coloplast

Brava®



Was ist das Richtige für Ihre Patienten?



Brava® – die hochwertige Pflegeschutzserie

Die hochwertige Pflegeschutzserie von Coloplast steht für höchste Qualität und große Zuverlässigkeit. Für die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Stomaträgers können aus dem vielseitigen Sortiment die optimalen Produkte ausgewählt werden.

Die Brava® Produkte zeichnen sich durch ihr benutzerfreundliches Design und ihre unkomplizierte Handhabung aus. Sie schützen die stomaumgebende Haut und pflegen sie bestmöglich. Alle Produkte der Brava® Pflegeschutzserie sind besonders hautfreundlich und enthalten keinen Alkohol. Sie sorgen für einen guten Sitz der Stomaversorgung und vermindern so Leckagen.


Brava® Produkte wurden dafür entwickelt, den wichtigsten Herausforderungen in der Stomaversorgung optimal zu begegnen.

- › Pflege und Schutz der Haut
- › Anpassung der Versorgung und Reduzierung von Leckagen
- › Vereinfachung der Wechselroutine

*Stomaträger und Anwender können sich gewiss sein:
Sie sind sicher versorgt.*



Einfach Gewissheit haben – mit Brava®



Brava® Modellierbarer Hautschutzring Plus

Zweifacher Schutz – einfache Anwendung

Der **Brava® Modellierbare Hautschutzring Plus** bietet auch anspruchsvoller Haut sicheren Schutz durch eine einfache und sichere Abdichtung des Stomas gegen Leckagen. Der Ring hat dank seiner besonderen Rezeptur ein ideales Verhältnis des Absorptionsvermögens zur Beständigkeit.

Schutz vor Leckagen

Durch die hohe Beständigkeit des Hautschutzrings bleibt er auch bei Kontakt mit aggressiven Ausscheidungen intakt und behält seine Form.

Schützt die Haut

Auf Grund seiner Rezeptur kann der Ring viel Feuchtigkeit absorbieren.

Einfache Anwendung

Der Hautschutzring lässt sich einfach für die gewünschte Passform modellieren oder dehnen und in der Regel mit weniger Rückständen zusammen mit der Stomaversorgung wieder ablösen.



Brava® Hautschutzring Konvex

Individuelle Konvexität für zusätzlichen Schutz

Da manche Stomata zusätzliche Unterstützung brauchen, haben wir den **Brava® Hautschutzring Konvex** entwickelt. Er ist abgestimmt auf Menschen mit Stomata auf oder unter Hautniveau. Er schützt die Haut und hilft, Leckagen zu verhindern – für ein aktives, gesundes Leben.

Haftfläche des Hautschutzrings

- › Haftet sicher und gleicht Unebenheiten aus
- › Sanft zur Haut

Bekannter Hautschutz von SenSura® Mio


- › Beständig auch bei aggressiven Ausscheidungen
- › Hohe Flexibilität gewährleistet dichten Schutz bei Bewegungen des Körpers

Entwickelt für passgenauen Sitz

- › Stark abfallende Ränder, um Konvexität für den peristomalen Bereich zu bieten
- › Dünne Außenränder passen sich der Stomaform ideal an

Leicht formbar

- › Individuell rund oder oval formbar, um sich der Stomaform anzupassen
- › Behält anschließend seine Form bei



Brava® Pflasterentferner

Einfaches Entfernen von Haftmaterialien von der Haut

Der Brava® Pflasterentferner kann zum Ablösen von auf der Haut haftenden Materialien in der Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung eingesetzt werden. Das hautfreundliche silikonbasierte Spray sorgt für eine sanfte und schonende Auflösung der Haftungsverbindung, sodass sich die Materialien einfach ablösen lassen.



Einfaches Ablösen von medizinischen Haftmaterialien

- › Zur Vermeidung von Traumata durch Reizungen beim Versorgungswechsel
- › Zur Erhaltung der Hautgesundheit



Einfache und hautfreundliche Anwendung

- › Brennt nicht auf der Haut – enthält keinen Alkohol
- › Hautfreundlich – der silikonbasierte Inhalt sorgt für schonendes Ablösen
- › Trocknet in Sekunden – beeinträchtigt die Haftung der folgenden Versorgungen nicht
- › Anwendung aus allen Richtungen: Das Spray lässt sich auch über Kopf sprühen

Tests haben gezeigt

89% 

weniger Zugkraft auf der Haut
beim Ablösen der Versorgung*



Die Schutzfunktion der
Haut bleibt erhalten.



Brava® Pflasterentferner –
als Spray oder Tuch erhältlich.

*Getestet wurden die Basisplatten Alterna®/Assura®, SenSura® and SenSura® Mio. Die Ergebnisse stammen aus Untersuchungen, die von Coloplast nicht veröffentlicht wurden: Coloplast Lab Report. 2020. Data-on-file. VV-0286564.

Brava® Elastische Fixierstreifen Für zusätzlichen Halt



Die Brava® Elastischen Fixierstreifen unterstützen, wenn die Stomaversorgung allein für einen sicheren Halt nicht ausreicht. Die Fixierstreifen bestehen aus einem hautfreundlichen und elastischen Material mit BodyFit Technologie®, das den Körperbewegungen folgt.

Produktvorteile



Unterstützung bei einem aktiven Lebensstil

- › Absorbiert Feuchtigkeit und Schweiß
- › Bleibt auch bei körperlichen Aktivitäten wie Sport elastisch
- › Bietet mehr Sicherheit für Anwender, die zusätzliche Haftungsunterstützung z. B. in intimen Momenten oder im Alltag benötigen



Hält die Versorgung an ihrem Platz

- › Verhindert ein Aufrollen der Ränder der Basisplatte
- › Ermöglicht eine zusätzliche Fixierung der Versorgung – ein Aufbringen von Pflastern ist überflüssig
- › Unterstützt, wenn die Haftfläche der Versorgung allein nicht ausreicht



Flexibel in der Anwendung

- › Ermöglicht einen bedarfsgerechten Einsatz; es können zwei oder auch mehr Fixierstreifen eingesetzt werden

Formen- und Größenvielfalt – für individuelle Ansprüche



Brava® Elastischer Fixierstreifen Bogen

Der klassische Fixierstreifen für mehr Sicherheit und zusätzlichen Halt.



Brava® Elastischer Fixierstreifen Triangel

Die Flügel bieten zusätzlichen Halt an den Seiten. Geeignet zur Anwendung unter Stomagürteln, um Druckstellen zu vermeiden.



Brava® Elastischer Fixierstreifen Rechteck

Für quadratische Stomaversorgungen.



Brava® Elastischer Fixierstreifen XL

Bietet eine extragroße zusätzliche Haftfläche. Gut geeignet bei Adipositas, bei Hernien oder für SenSura® Mio Konkav Versorgungen.

Die Haut schützen

Brava® Hautschutz

Besonders hautfreundlicher Schutzfilm

- › Zur Vorbeugung gegen und Linderung von Hautproblemen
- › Bildet einen atmungsaktiven dünnen Schutzfilm
- › Schützt vor Hautreizungen, verursacht durch den Kontakt mit Stomaausscheidungen oder Haftmaterialien
- › Die Rezeptur auf Silikonbasis ist besonders hautfreundlich und brennt nicht
- › Der Film löst sich nach jedem Versorgungswechsel mit ab, so dass keine übereinanderliegenden Schichten entstehen können
- › Als Spray oder Tuch erhältlich



Brava® Hautschutz Creme

Feuchtigkeitsspendende Pflege und Schutz für irritierte Haut

- › Linderung von Hautproblemen bei trockener oder wunder Haut
- › Bildet eine schützende Schicht auf der Haut, zur Vermeidung von Hautirritationen und Reizungen
- › Äußere Einflüsse perlen an der schützenden Schicht ab
- › Spendet Feuchtigkeit, mit Olivenextrakten
- › Sehr ergiebig
- › Beeinträchtigt die Haftung der Stomaversorgung nicht

Brava® Hautschutzplatte

Die Hautschutzplatte bietet durch ihr hohes Absorptionsvermögen einen erhöhten Schutz bei feuchten Stomaumgebungen und hilft so, Hautmazerationen vorzubeugen

- › Besteht aus sehr hautfreundlichem Material, das bei nässender Haut viel Feuchtigkeit aufnehmen kann
- › Die Oberfläche ist zum Aufbringen von Stomaversorgungen geeignet
- › Kann bedarfsgerecht zugeschnitten werden



Brava® Hydrokolloid-Puder

Hält die peristomale Haut trocken und verringert dadurch das Risiko von Hautirritationen

- › Bietet gezielte Feuchtigkeitsabsorption
- › Beugt Hautirritationen vor und hält die Haut trocken

Die Versorgung individuell anpassen



Brava® Modellierstreifen

Hautfreundliches Abdichten von Versorgung und Stoma und zum Ausgleichen von Unebenheiten, Falten und Vertiefungen in der Stomaumgebung

- › Lässt sich nach Bedarf in die gewünschte Form modellieren (Ring, Streifen etc.)
- › Kann auf die Basisplatte oder direkt auf die Haut aufgebracht werden
- › Alkoholfrei und daher besonders hautfreundlich
- › Ist individuell dosierbar und kann in Teilen verwendet werden
- › Trocknet in der Blisterverpackung nicht aus

Brava® Alkoholfreie Paste

Besonders hautfreundliches und sicheres Abdichten von Versorgung und Stoma und zum Ausgleichen von Unebenheiten in der Stomaumgebung

- › Zum individuellen Ausgleichen und Abdichten
- › Sehr beständig, löst sich auch bei aggressiver Ausscheidung nicht auf
- › Behält die Konsistenz auch nach dem Auftragen
- › Alkoholfrei und daher besonders hautfreundlich



Brava® Gürtel

Hält die Stomaversorgung diskret an der richtigen Stelle und bietet zusätzliche Sicherheit

- › Zusätzliche Fixierung der Versorgung, insbesondere bei schwierigen Körperformen
- › Diskrete lichtgraue Farbgebung, ist auch unter heller Kleidung nicht sichtbar
- › Ist auf individuelle Körperumfänge einstellbar
- › Aus weichem, angenehmem Material – für hohen Tragekomfort
- › Für SenSura® Mio mit vier Befestigungspunkten
- › Für Assura® und SenSura® mit zwei Befestigungspunkten
- › Jeweils in zwei Längen erhältlich



Brava® Stomabandage

Die Brava® Stomabandage kann zur Vorbeugung gegen parastomale Hernien beitragen und für zusätzlichen Halt sorgen

- › Hautfreundliches und atmungsaktives Material, mit integriertem Handschuhverschluss für einfaches Verschließen und Öffnen
- › Angenehmes Tragegefühl und gleichzeitige Stabilität
- › Bei Bedarf kann eine Öffnung für die Stomaversorgung einfach per Zuschnitt an der Bandage vorgenommen werden
- › Bei bis zu 40 Grad in der Waschmaschine waschbar



Den Versorgungswechsel optimieren

Brava® Hautreinigungstuch

Sanfte Reinigung und Pflege, speziell für die stoma-umgebende Haut

- › Enthält Provitamin B5
- › Enthält keine ölhaltigen Rückstände und beeinträchtigt die Haftung der Versorgung nicht
- › Im wiederverschließbaren Softpack erhältlich
- › Praktisch für unterwegs und für eine komfortable Reinigung zu Hause



Brava® Geruchsneutralisierendes Gleitmittel

Das Gleitmittel benetzt die Innenseiten der Beutelfolien und macht sie gleitfähig, sodass ein Aneinanderhaften der Beutelfolien verhindert wird

- › Die Ausscheidungen gleiten direkt in den unteren Teil des Beutels, zur leichteren Beutelentleerung
- › Neutralisiert unangenehme Gerüche bei der Beutelentleerung
- › Erhältlich in einer ergiebigen Flasche oder in praktischen Einzelportionen für unterwegs



Bestellinformationen

Die Versorgung individuell anpassen

Brava® Modellierbarer Hautschuttring Plus



Artikel-Nr.	Stärke in mm	Lochgröße Ring ø	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120350	2,5	18 mm 48 mm	30	54503	064
120360	2,5	18 mm 57 mm	30	54503	064
120370	2,5	27 mm 57 mm	30	54503	064
120380	2,5	18 mm 64 mm	30	54503	064
120390	2,5	34 mm 64 mm	30	54503	064
120450	4,2	18 mm 48 mm	30	54503	064
120460	4,2	18 mm 57 mm	30	54503	064
120470	4,2	27 mm 57 mm	30	54503	064
120480	4,2	18 mm 64 mm	30	54503	064
120490	4,2	34 mm 64 mm	30	54503	064

Brava® Modellierbarer Hautschuttring Plus XL Mit extra großer Haftfläche



Artikel-Nr.	Stärke in mm	Lochgröße Ring ø	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120320	2,5	20 mm 76 mm	30	54503	064
120330	2,5	27 mm 76 mm	30	54503	064

Brava® Hautschuttring Konvex



Artikel-Nr.	Stärke in mm	Lochgröße Ring ø	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120900	8,2	20 mm 60 mm	30	54503	077
120910	8,2	25 mm 65 mm	30	54503	077
120920	8,2	30 mm 70 mm	30	54503	077
120930	8,2	35 mm 75 mm	30	54503	077
120940	8,2	40 mm 80 mm	30	54503	077
120950	8,2	45 mm 85 mm	30	54503	077

Brava® Modellierbarer Hautschuttring



Artikel-Nr.	Stärke in mm	Lochgröße Ring ø	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120305	2,0	18 mm 48 mm	30	54503	045
120425	4,2	18 mm 48 mm	30	54503	049

Brava® Modellierstreifen



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in g	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
026555	Streifen	je 6	10	54503	002

Brava® Elastischer Fixierstreifen



Artikel-Nr.	Produkt	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120700	Bogen	20	54610	027
120720	Triangel	20	—	—
120740	Rechteck	20	54610	036
120760	XL	20	54610	027

Brava® Alkoholfreie Paste



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in g	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120500	Tube	60	01	54533	020

Brava® Gürtel (passend für SenSura® Mio) Elastisches Material mit vier Befestigungspunkten



Artikel-Nr.	Größe in cm	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
004230	100 (Standard)	01	54501	018
004240	155 (XXL)	01	54501	018

Brava® Gürtel (passend für SenSura® und Assura®) Elastisches Material mit zwei Befestigungspunkten



Artikel-Nr.	Größe in cm	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
004215	100	01	54501	013
004220	135	01	54501	013

Brava® Stomabandage



Artikel-Nr.	Größe	Bauchumfang in cm	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120030	S	74–82	01	31305	053
120040	M	78–90	01	31305	053
120050	L	86–98	01	31305	053
120060	XL	94–106	01	31305	053
120070	2XL	102–116	01	31305	053
120080	3XL	112–130	01	31305	053
120090	4XL	126–148	01	31305	053

Die Haut pflegen und schützen

Den Versorgungswechsel optimieren

Brava® Hautschutz-Spray und -Tücher Alkoholfrei



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120205	Spray	50	01	—	—
120215	Tücher	—	30	—	—

Brava® Pflasterentferner-Spray und -Tücher Alkoholfrei



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120105	Spray	50	01	—	—
120115	Tücher	—	30	—	—

Brava® Hautschutz Creme Mit Olivenextrakt



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120005	Tube	60	01	—	—

Brava® Hautreinigungstuch 1 Bestelleinheit = 3 Softpacks; 1 Softpack = 15 Tücher



Artikel-Nr.	Produkt	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120800	Tücher	45	—	—

Brava® Hautschutzplatte Aus CURAGARD®



Artikel-Nr.	Größe in cm	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
032105	10 × 10	10	—	—

Brava® Geruchsneutralisierendes Gleitmittel



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
120600	Sachet	7,5	20	—	—
120610	Flasche	240	01	—	—

Brava® Hydrokolloid-Puder



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in g	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
019075	Flasche	25	01	54509	042

Erfahren Sie mehr über unsere
Brava® Hautschutz- und Hautpflegeprodukte
unter www.coloplast.at